



## REHAB 400

SPORT	FITNESS	MASAJE	REHABILITACION
potenciación fuerza resistencia fuerza fuerza explosiva hipertrofia recuperación activa recuperación plus	Definición muscular musculación Power	Masaje tonificante Masaje relajante	Amiotrofia Prevención amiotrofia Fortalecimiento Neuro rehabilitación inicio lento Espalda-tronco Atrofia modo frec Fuerza modo frec Aumentar la circulación Lesión muscular Hemiplejia
ANTIDOLOR	ESTÉTICA		
TENS 100Hz TENS 80Hz TENS frecuencia modulada Endorfnico Descontracturante TENS modulado duración impulso TENS Burst TENS mixto	Tonificación Firmeza Definición Afinamiento Cutáneo-Elástico		

BYOMEDIC SYSTEM, S.L.U.

C/. Robrenyo, 63-69, Local 3 · 08014 - BARCELONA

Telf./Fax: 93 321 21 44 · Móvil: 666 439 719

byomedic@byomedicsystem.es · www.byomedicsystem.es

www.mastercede.com

CefarCompex<sup>e</sup>

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

## Rehab 400

- 150-2519160 – Rehab 400, (FR-DE-ES-IT-EN)  
El kit completo incluye los electrodos
- 150-2519161 – Rehab 400, (NL-SE-PT-TU-GR)  
El kit completo incluye los electrodos
- 150-2519660 – Rehab 400, cargador con enchufe americano,  
(idioma: FR-DE-ES-IT-EN)
- 150-2519960 – Rehab 400, cargador con enchufe británico,  
(idioma: FR-DE-ES-IT-EN)

## Accesorios estándar

- 150-4519160 – Manual de usuario, Rehab 400:  
(FR-DE-ES-IT-EN)
- 150-4519161 – Manual de usuario, Rehab 400:  
(NL-SE-PT-TU-GR)
- 150-4841500 – Guía práctica de la familia CC  
(FR-DE-ES-IT-EN)
- 150-4841501 – Guía práctica de la familia CC  
(NL-SE-PT-TU-GR)
- 150-601132 – Cable conductor con conector de óp-banana (4 cables/kit)
- 150-602047 – Frasco de gel Compex (250g)
- 150-6680033 – Bolsa con logotipo CC
- 150-683010 – Cargador, 9 V - 1,4 A - UE
- 150-941213 – Paquete de pilas ACCUS de alta potencia
- 150-949000 – Pinza para cinturón

Para obtener información sobre electrodos, consulte las páginas 37-40.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Número de canales: 4
- Número de programas: 35
- Número de programas predeterminados exclusivos, incluidos los niveles: 41
- Corriente constante: Hasta una resistencia máxima de 1.300 ohmios/canal
- Amplitud máxima: 120 mA
- Intensidad: Ajuste manual (unidades de energía) 0-999
- Incrementos de intensidad: 0,5 mA como mínimo
- Duración/amplitud de pulso: 30-400  $\mu$ segundos
- Frecuencia: 1-150 Hz
- Fuente de alimentación: NiMH, níquel e hidruro metálico 4,8 V, 2.000 mAh
- Dimensiones: (LxAxA) 138 x 95 x 33 mm
- Peso: 250-350g, batería incluida
- Clase de seguridad eléctrica: Clase II, Tipo BF
- Pruebas de seguridad: IEC 60601-1, IEC 60101-1-2, IEC 60601-2-10

## FORMAS DE ONDA



- Bifásica simétrica  
100% compensada

## Rehab 400 - complemento de la rehabilitación.

Una unidad portátil de cuatro canales cargada con todos los programas de electroterapia fundamentales para TENS y NMES. Rehab 400 se ha creado para los profesionales familiarizados con la electroterapia y que la utilizan en rehabilitación en los departamentos de Ortopedia, Neurología o Medicina deportiva.

- **Selección de 35 programas generales:** Incluidas las categorías Alivio del dolor, Rehabilitación, Deporte, Fitness, Estética y Masaje. Una colección cuidadosamente seleccionada entre los mejores programas de Cefar y Compex.
- **Función 2+2:** Seleccione un programa para los canales 1 y 2, y luego seleccione un programa de la lista de programas 2+2 para los canales 3 y 4. Esto permite tratar dos partes distintas del cuerpo, dos pacientes al mismo tiempo, o combinar EEM y TENS como un solo tratamiento.
- **Una Guía práctica detallada:** Incluye directrices y recomendaciones de tratamiento, así como los parámetros técnicos para todos los programas incluidos en el estimulador. En la cubierta desplegable encontrará ilustraciones con sugerencias para la colocación de electrodos.
- **4 canales independientes:** Estos cuatro canales facilitan la cobertura de zonas extensas, o tratar dos partes del cuerpo al mismo tiempo. La unidad portátil funciona bien en una zona de tratamiento activa en la que el paciente sujeta la unidad al tiempo que realiza los ejercicios.
- **Batería recargable:** Con el cargador incluido en el kit, un ciclo completo de recarga tardará un máximo de 2,5 horas.
- **Dos años de garantía**

